

THEVO SOFT

Il materasso Thevo Soft assicura un'ottimale distribuzione dei punti di pressione ed una perfetta qualità del riposo grazie alla prevenzione ed al trattamento delle lesioni da decubito in pazienti a medio-basso rischio (I grado scala Seiler).




Sistema di traspirazione a celle

Le celle d'aria garantiscono ventilazione ed evaporazione dell'umidità attraverso un corretto sistema di traspirazione, che garantisce un ambiente salubre. Il materasso Thevo Soft è realizzato solo in foam che assicura i più elevati livelli qualitativi. Il Foam è dotato di 3 speciali strati, che permettono un'ottimale distribuzione dei punti di pressione, e da speciali celle d'aria, che garantiscono un'efficace ventilazione durante il riposo ed evaporazione dell'umidità. Questa è una delle più importanti condizioni per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Diverse densità

Il materasso è sfoderabile ed è disponibile in 3 diverse densità e con diverse dimensioni. La cover è removibile con zip, disponibile in cotone o per incontinenza.



THEVO SOFT

| DATI TECNICI | |
|----------------------------------|-----------------|
| FODERA STD FINO A 50 KG | 90x200; 100x200 |
| FODERA STD FINO A 100 KG | 90x200; 100x200 |
| FODERA STD FINO A 135 KG | 90x200; 100x200 |
| FODERA PER INCONT. FINO A 50 KG | 90x200; 100x200 |
| FODERA PER INCONT. FINO A 100 KG | 90x200; 100x200 |
| FODERA PER INCONT. FINO A 135 KG | 90x200; 100x200 |