


CINTURE PA



Categoria:

Cinture di posizionamento a 2 e 4 punti per un miglior controllo pelvico e una stabilizzazione del bacino. Realizzate in neoprene, materiale di alta qualità che garantisce comfort e durata nel tempo.

GALLERIA IMMAGINI



DESCRIZIONE PRODOTTO

A due e quattro punti di ancoraggio

Le cinture a due punti sono indispensabili ad un simmetrico posizionamento, evitando la retroversione di bacino. Le cinture a 4 punti, grazie alle due ulteriori fascette di ancoraggio, permettono di evitare lo scivolamento verso l'alto della cintura pelvica, ottenendo una efficace risposta laddove si desidera limitare l'antiversione di bacino. Disponibile anche la cinghia per abduzione.

Caratteristiche

Cinture a 2 punti: adatte per pazienti ipotonici (ancoraggio tra 45° e 90°). Cinture a 4 punti: le fasce secondarie (più piccole) hanno la funzione di stabilizzare e mantenere in posizione le primarie (più grandi) per evitare che scivolino verso l'addome o perdano la posizione corretta. Si tratta di un contenimento più incisivo, per pazienti con molte distonie, spasmi, movimenti incontrollati, o per casi di rotazione di bacino ed obliquità pelvica.

Fibbie

La fibbia è in plastica o in metallo. Diverse le misure disponibili. Gli angoli di attacco alla carrozzina hanno un effetto diretto sull'angolo di trazione a livello pelvico.

DATI TECNICI

DATI TECNICI	
	TAGLIE
CINTURA PELVICA A 2 PUNTI CON FIBBIA IN PLASTICA	XS/S/M/L
CINTURA PELVICA A 2 PUNTI CON FIBBIA IN METALLO	S/M/L
CINTURA PELVICA A 4 PUNTI CON FIBBIA IN METALLO	S/M/L
CINGHIA DIVARICATRICE	S/M/L