

CARROZZINA SUPERLEGGERA PEDIATRICA

GALLERIA IMMAGINI



Carrozzina superleggera con telaio rigido pieghevole con sistema di regolazione CLICK

DESCRIZIONE PRODOTTO

Regola la tua carrozzina con un Click

Il sistema di regolazione Click intuitivo e veloce ti consente di regolare con precisione la carrozzina in modo che l'utilizzatore acquisisca indipendenza attiva e la mobilità che desidera. Grazie al sistema Click possiamo garantire la perfetta regolazione di ogni singolo segmento, altezza, profondità, centro di gravità e posizione delle forcelle anteriori.

Telaio con abduzione

Little Wave Click offre con il telaio Offset la possibilità di avere più spazio anteriore per ospitare pazienti che hanno necessità di lavorare in abduzione per particolari sistemi di postura o per utilizzo di tutori per arto inferiore.

Ruota Dinamica Anti/ribaltamento

Una ruota antiribaltamento dinamica che dà stabilità e non impedisce il superamento dei gradini. Grazie a questo innovativo sistema è possibile sperimentare e addestrare i pazienti più attivi al superamento delle barriere architettoniche lavorando in totale sicurezza.

DATI TECNICI

DATI TECNICI	
PESO PER IL TRASPORTO	5,67 kg
LARGHEZZA SEDUTA	20-41 cm
PROFONDITA' SEDUTA	20-41 cm
ALTEZZA ANT. SEDUTA	29-51 cm
ALTEZZA POST. SEDUTA	29-52 cm
PORTATA MAX	75 kg