

GLIDER



GALLERIA IMMAGINI



Categoria: NEUROMUSCOLARE ADULTO | PARAPLEGIA

Stabilizzatore e movimentatore attivo. A differenza delle altre statiche, combina la tecnologia sit to stand al movimento attivo/passivo degli arti superiori ed inferiori.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Stare in piedi attivamente

Due attuatori idraulici dotati di cilindri a resistenza regolabile vengono azionati dalle braccia, generando il reciproco movimento delle gambe e attivando anche il bacino e le caviglie. Numerose ricerche e studi dimostrano che l'utilizzo di un telaio standing attivo può influenzare positivamente la salute dell'utente. La regolazione della resistenza dei pistoni permette di adattare Glider alle esigenze e alle possibilità degli utenti.

Facilità nel trasferimento

Il trasferimento è agevolato grazie all'ampia seduta imbottita, ai supporti per le ginocchia Flip-Up e alla barra di posizionamento che fornisce un punto di ancoraggio stabile.

In versione standard

Sedile sagomato, fermaginocchia ribaltabili indipendenti, guide per bacino, schienale basso. Movimentatore passivo per arti inferiori.

DATI TECNICI

DATI TECNICI	MEDIUM	LARGE
DISTANZA SEDUTA - PEDANA	34 - 42 cm	39 - 47 cm
ALTEZZA SEDUTA	55 cm	55 cm
PROFONDITÀ PELOTTA TORACICA	13 - 39 cm	13 - 39 cm
PROFONDITÀ FERMA GINOCCHIA	25 cm	25 cm
INGOMBRO DELLA BASE	67 - 104 cm	67 - 104 cm
PESO AUSILIO	78 kg	81 kg
LUNGHEZZA PASSO	52 cm	52 cm
ALTEZZA LEVE DALLA SEDUTA	62 - 85 cm	62 - 82 / 61 - 105 cm
ESTENSIONE LEVE	15 cm	-
PORTATA MASSIMA	93 kg	93 Kg