

THEVO SOFT



GALLERIA IMMAGINI



Il materasso Thevo Soft assicura un'ottimale distribuzione dei punti di pressione ed una perfetta qualità del riposo grazie alla prevenzione ed al trattamento delle lesioni da decubito in pazienti a medio-basso rischio (I grado scala Seiler).



DESCRIZIONE PRODOTTO

Sistema di traspirazione a celle

Le celle d'aria garantiscono ventilazione ed evaporazione dell'umidità attraverso un corretto sistema di traspirazione, che garantisce un ambiente salubre. Il materasso Thevo Soft è realizzato solo in foam che assicura i più elevati livelli qualitativi. Il Foam è dotato di 3 speciali strati, che permettono un'ottimale distribuzione dei punti di pressione, e da speciali celle d'aria, che garantiscono un'efficace ventilazione durante il riposo ed evaporazione dell'umidità. Questa è una delle più importanti condizioni per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Diverse densità

Il materasso è sfoderabile ed è disponibile in 3 diverse densità e con diverse dimensioni. La cover è removibile con zip, disponibile in cotone o per incontinenza.

DATI TECNICI

DATI TECNICI	
FODERA STD FINO A 50 KG	90x200 cm 100x200 cm
FODERA STD FINO A 100 KG	90x200 cm 100x200 cm
FODERA STD FINO A 135 KG	90x200 cm 100x200 cm
FODERA INCONTINENZA FINO A 50 KG	90x200 cm 100x200 cm
FODERA INCONTINENZA FINO A 100 KG	90x200 cm 100x200 cm
FODERA INCONTINENZA FINO A 135 KG	90x200 cm 100x200 cm